



PHILIPS

Hjärtåterupplivning
Philips HS1

Leder vägen
till att rädda liv

SIDA VID SIDA, STEG FÖR STEG.

Designad för den vanliga människan i det ovanliga ögonblicket

Philips HS1 defibrillatorn beter sig som din personliga handledare och vägleder dig genom processen att behandla och hjälpa en människa med plötsligt hjärtstillestånd.

HS1 vägleder och guidar i realtid med enkla, stegvisa röstkommandon och HLR-rådgivning.

Philips HS1 leder dig som användare av enheten genom en enkel stegvis process med tydliga och anpassade röstinstruktioner. Apparaten kan friktionsfritt anpassa sig till användarens kunskapsnivå, vilket tillåter även den mest oerfarna användaren att rädda liv i en nödsituation.

Apparatens oöverträffade användningslätthet fick den att kvalificera sig som den ända FDA-godkända konsumentdefibrillatorn.






SPARA TID. RÄDDA LIV.

Snabba elstötar för att förbättra behandlingsresultatet

Europeiska återupplivningsrådet rekommenderar att man aldrig avbryter HLR i mer än 10 sekunder (återupplivningsriktlinjerna). Med en tid till strömstöt som är bara 8 sekunder, är Philips HS1 bland de snabbaste att tilldela elstötbehandling efter HLR-perioder.



PERSONLIG BEHANDLING

Ger förbättrade resultat för varje patient

HS1 kontrollerar automatiskt om en elstöt är nödvändig och att den rekommenderade individuella behandlingen är given före man kan tilldela en elstöt.



Om man installerar Key för spädbarn/barn, kommer defibrillatorn automatiskt anpassa sig till en lägre energinivå och anpassa vägledningsinstruktionerna för HLR anpassad till barn.

Enkel och pålitlig

Redo att använda då du behöver den

HS1 är en enkel och pålitlig defibrillator med lågt underhåll.

Den utför mer än 85 självtester varje månad, veckovis och dagligen (inklusive funktionskontroll av elektroder). Om ett självtest misslyckas, larmar apparaten högljutt för att varna att den inte är brukbar. Genom att trycka på den blå knappen, instruerar apparater dig i vad du behöver göra för att återställa skicket.

Dess omfattande självtestrutiner och larmvarningar gör att du kan lita på att Philips HS1 alltid är redo när det behövs.



PHILIPS LEDER HJÄRTSTARTARINDUSTRIN

Innovation är ett ledord för Philips – med fler än 2 miljoner sålda hjärtstartare runt om i världen, är vi ledande på marknaden.

”Jag är stolt över vår långa och framgångsrika historia gällande automatiska hjärtstartare, även kända som AEDs, vilka har hjälpt att rädda liv varje dag de senaste två årtiondena. Idag, 3 juli 2019, har vi uppnått den otroliga milstolpen av att ha sålt totalt två miljoner defibrillatorer runtom i världen, och vi kommer att fortsätta med vårt uppfinnande och förse våra kunder med pålitlig, lättanvänd, livräddande teknologi.”

Frans Van Houten – CEO, Philips



För mer information om tekniska specifikationer eller för att köpa en Philips-defibrillator, ombeds du kontakta MediStore AB, AED360's auktoriserade återförsäljare.
Ring + 46 (8) 406 06 60 eller mejla oss på: info@medistore.se.

MediStore AB
Stormbyvägen 2-4
163 55 Spånga
Sverige

www.medistore.se